

# *aquapick*<sup>®</sup>

CORDLESS ORAL IRRIGATOR



## User Guide Ghidul utilizatorului

Advanced Oral Irrigation System  
Sistem avansat de irigare orală

**AQ-208**

# IMPORTANT SAFE GUARDS

## 1. DANGERS

- ① If you do not know the operating process and safety instructions, please do not rush to use the product to avoid hurts caused by mis-operation.
- ② Do not disassemble the product or change the parts of the product to avoid damage.
- ③ Do not use water above the temperature of 50°C.
- ④ If the USB cable is damaged, please stop using and contact service center.
- ⑤ Do not put the product in a fire or near a heat.
- ⑥ Also do not charge, use, or leave it at high temperature.

## 2. WARNINGS

- ① Do not use this product for any other purpose other than oral cleaning.
- ② Do not push the jet tip hard on the gums or teeth to avoid hurting on the gums.
- ③ Do not immerse the product in water for a long time; do not cause fire, electric shock to avoid operation failure.
- ④ Do not damage, destroy or modify the USB cable, and do not stretch, bend or twist the USB cable. Do not press heavy objects on the USB cable or get it caught between objects, and keep the product and cable away from hot objects.
- ⑤ Do not store the product into a hot or humid places, and avoid direct sunlight.
- ⑥ Do not charge the product in hot or humid place, such as the bathroom or toilet.
- ⑦ If not in use of the product for a long time, please unplug the USB cable to avoid fire or danger.

## 3. NOTICE

- ① Do not use without a jet tip.
- ② This product is not suitable for children and infants unless they are supervised or guided by their safety responsible supervisor on how to use this product. Keep out of reach for children or infants. Do not use it as a toy.
- ③ If you have periodontal disease or have had oral surgery in the past 2 months, please consult your dentist before using.
- ④ Do not add mouthwash into the water tank. This will cause corrosion and the water tank will be adhered to the body resulting in the water tank being stuck.

# MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

## 1. PERICOL

- 1 Dacă nu cunoașteți procesul de operare și instrucțiunile de siguranță, vă rugăm, nu vă grăbiți să utilizați produsul pentru a evita rănilor cauzate de o funcționare greșită.
- 2 Nu dezasamblați produsul și nu schimbați părțile produsului pentru a evita deteriorarea.
- 3 Nu folosiți apă la o temperatură peste 50°C.
- 4 Dacă cablul USB este deteriorat, vă rugăm să opriți utilizarea și să contactați centrul de service.
- 5 Nu puneți produsul în foc sau lângă surse de căldură.
- 6 De asemenea, nu încărcați, utilizați sau lăsați dispozitivul lângă obiecte cu temperatură ridicată.


## 2. AVERTIZĂRI

- 1 Nu utilizați acest produs în alt scop decât curățarea cavității bucale.
- 2 Nu împingeți cu putere capătul detașabil pe gingii sau dinți pentru a evita rănirea acestora.
- 3 Nu scufundați produsul în apă pentru mult timp, pentru a evita defecțiunile în funcționare.
- 4 Nu deteriorați, nu distrugeți sau modificați cablul USB și nu întindeți, îndoiiți sau răsuciți cablul USB. Nu apăsați obiecte grele pe cablul USB, și nu îl prindeți între obiecte, țineți produsul și cablul departe de obiecte fierbinți.
- 5 Nu depozitați produsul în locuri calde sau umede și evitați lumina directă a soarelui.
- 6 Nu încărcați bateria produsului în locuri fierbinți sau umede, cum ar fi baia sau toaleta.
- 7 Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să deconectați cablul USB pentru a evita incendiul sau pericolul.

## 3. PRECAUȚII

- 1 Nu utilizați produsul fără capătul detașabil.
- 2 Acest produs nu este potrivit pentru copii și sugari, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați sau îndrumați de către tutorele lor responsabil de siguranță cu privire la modul de utilizare a acestui produs. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau sugarilor. Nu poate fi folosit ca jucărie.
- 3 Dacă aveți boală parodontală sau ați suferit o intervenție chirurgicală orală în ultimele 2 luni, vă rugăm să consultați medicul dentist înainte de utilizare.
- 4 Nu adăugați apă de gură în rezervorul de apă. Acest lucru va provoca coroziune și rezervorul de apă va fi lipit de corp, rezultând blocarea rezervorului de apă.


## SPECIFICATION



### | Components |

Oral irrigator x 1ea, Jet tip x 2ea  
USB cable x 1ea, User manual x 1ea

## SPECIFICARE



### | Componente |

Irigator oral x 1 buc, Capăt detașabil x 2 buc  
Cablu USB x 1 buc, Ghidul utilizatorului x 1 buc


## PRODUCT INSTRUCTION

1




Install the jet tip.

2



Pull out the water tank from the body, open the water inlet, fill it with water, and then close it.

3



Put the jet tip in your mouth and press the power button to start irrigating.

4




Long press the power switch button to switch the mode.

5



For storage after use, remove the jet tip, open the water inlet, and put the jet tip inside.

6



Regular cleaning : detach the water tank and clean the inner part.


## INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1




Inserați capătul detașabil pe unitatea principală.

2



Glisați rezervorul de apă de sus în jos de pe corpul principal al dispozitivului, deschideți capacul rezervorului de acces către rezervorul principal, umpleți cu apă și închideți.

3



Direcționați capătul detașabil către dinți și gingii, apăsați butonul ON/OFF pentru a începe irigarea.

4



Apăsați lung butonul ON/OFF pentru a schimba modul.

5



Pentru depozitare după utilizare, scoateți capătul detașabil, deschideți capacul rezervorului de acces, puneți capătul detașabil în interior.

6



Curățare regulată: detașați rezervorul de apă și curățați partea interioară.

## HOW TO CHANGE MODE

Mode	Mode Switch	Mode indicator color	Target user	Water pressure
Soft Mode	Press the switch to start flossing	Green	Gentle water pressure, gentle cleaning, suitable for sensitive teeth and first time users	40~60 PSI
Massage Mode	Press the switch and hold for 0.5' to switch to pulse mode	Blue	Variable frequency pulse pressure alternate the strong and the weak mode can deeply clean and massage the gums	60~100 PSI
Normal Mode	Press the switch and hold for 0.5' to switch to pulse mode	White	Strong water pressure, efficient cleaning, meeting the daily cleaning for the most of the people	120~140 PSI
Battery indicator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The indicator turns red when charging is insufficient.</li> <li>2. The indicator flashes red when charging.</li> <li>3. When fully charged, the indicator turns green.</li> </ol>			

※ For more information, contact the Aquapick Customer Service Center.



## SCHIMBAREA MODULUI DE CURĂȚARE

Mod	Mod comutator	Culoare indicator	Descriere Mod	Presiunea apei pe inch pătrat
Mod Delicat	Apăsați comutatorul pentru a începe procesul de irigare în modul Delicat.	Verde	Presiune ușoară a apei, curățare delicată, potrivit pentru dinții sensibili și utilizatorii începători.	40~ 60 PSI
Mod Masaj	Țineți apăsat comutatorul timp de 5 sec. pentru a comuta în modul Masaj.	Albastru	Presiunea cu frecvență variabilă alternează între modurile puternic și cel slab, poate curăța în profunzime și masa gingiile.	60~ 100 PSI
Mod Normal	Țineți apăsat comutatorul timp de 5 sec. pentru a comuta în modul Normal.	Alb	Presiune puternică a apei, curățare eficientă, îndeplinind curățenia zilnică pentru majoritatea oamenilor.	120~ 140 PSI
Indicatorul Bateriei	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indicatorul devine roșu când bateria este descărcată.</li> <li>Indicatorul luminează intermitent roșu când se încarcă.</li> <li>Când este complet încărcat, indicatorul devine verde.</li> </ol>			

※ Pentru mai multe informații, contactați Centrul de servicii pentru clienți Aquapick.

## PRODUCT MAINTENANCE

### 1. Jet tip

Press the jet tip button and remove the jet tip, wash it with water and then wipe dry with a cloth.

Regular jet tips should be replaced every 3 months. If the top of the jet tip is deformed, replace it with a new one to avoid malfunction.

### 2. Main body

Remove the dirt with a cloth dampened with liquid soap, then wipe clean with a dry cloth. If the product body is dirty, wash it with water.

Do not wipe the product with thinner, gasoline, alcohol etc. Do not wash with hot water above 50°C.


Please wipe dry after cleaning.

### 3. Water inlet

Wipe off the dirt, otherwise it will cause a leakage.

### 3. Water tank

Open the tank and clean it regularly  
Wash the internal with a brush or other object and wipe with a dry cloth  
When not in use of the product for a long time, please keep the water tank dry. Thank you for purchasing our product.



# ÎNTREȚINERE

## 1. Capătul detașabil

Apăsăți butonul de eliberare a capătului detașabil și scoateți capătul detașabil, spălați-l cu apă și apoi ștergeți cu o lavetă uscată.

Capetele detașabile trebuie înlocuite la fiecare 3 luni. Dacă capătul detașabil este deformat, înlocuiți-l cu unul nou pentru a evita funcționarea defectuoasă.

## 2. Corpul principal

Îndepărtați murdăria cu o lavetă umezită cu săpun lichid, apoi ștergeți cu o lavetă uscată. Dacă corpul produsului este murdar, spălați-l cu apă.

Nu ștergeți produsul cu diluant, benzină, alcool etc. Nu spălați cu apă fierbinte peste 50°C.

Vă rugăm să ștergeți cu o lavetă uscată după curățare.

## 3. Rezervorul de acces al apei/ depozitare capăt detașabil


Ștergeți murdăria, în caz contrar va provoca o scurgere.

## 3. Rezervor de apă

Deschideți rezervorul și curățați-l în mod regulat. Spălați interiorul cu o perie sau alt obiect și ștergeți cu o lavetă uscată.

Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să păstrați rezervorul de apă uscat.

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.



## TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
Unit does not work	Newly purchased or not used for more than three months	Please charge it for more than 4 hours
Low water pressure when working	Something is stuck inside the jet tip	Replace the jet tip
Battery Only can be used for a short time when fully charged	The battery is at end of its life cycle	Contact your seller
	Insufficient charging time	Please charge it for more than 4 hours before use
The battery indicator does not light up	The power plug is not properly inserted.	Please connect the USB cable correctly.
	Product USB cable circuit is faulty	Please contact your seller

### Note

Because the gum is not used to the product's stimulation, the gum may bleed at the initial stage. With continuous use with low water pressure, the bleeding usually stops within 2 weeks. If the bleeding lasts for more than two weeks, please stop using the product and consult your dentist.

## DIFICULTĂȚI POSIBILE


Problema	Cauza Posibilă	Soluția
Unitatea nu funcționează	Proaspăt achiziționat sau nefolosit mai mult de trei luni	Vă rugăm să încărcați dispozitivul mai mult de 4 ore
Presiune scăzută a apei în timpul funcționării	Deșeuri restante în interiorul capătului detașabil	Înlocuiți capătul detașabil
Bateria poate fi folosită pentru o perioadă scurtă de timp chiar dacă este complet încărcată	Bateria a ajuns la sfârșitul ciclului de viață	Contactați vânzătorul
	Timp de încărcare insuficient	Vă rugăm să încărcați dispozitivul mai mult de 4 ore, înainte de folosire
Indicatorul bateriei nu luminează	Ștecherul de alimentare nu este introdus corect	Vă rugăm să conectați corect cablul USB
	Circuitul cablului USB al produsului este defect	Contactați vânzătorul

### Notă

Deoarece gingia nu este obișnuită cu utilizarea produsului, gingia poate sângeră în stadiul inițial. În cazul utilizării continue cu presiune scăzută a apei, sângerarea se oprește de obicei în 2 săptămâni. Dacă sângerarea durează mai mult de două săptămâni, vă rugăm să opriți utilizarea produsului și să consultați medicul dentist.

# *aquapick*<sup>®</sup>

CORDLESS ORAL IRRIGATOR



**AQ-208**